

CARDIO

EC038M

CE 08/12/2016

Kompressionswäsche zur
postoperativen Versorgung


Stoffzusammensetzung:

46 % Polyester Coolmax®

33 % Polyamid

21 % Elasthan

Größe	Thorax - Achselhöhle (cm) 1	Untere Brust (cm) 2
00	82-97	75-90
0	97-102	90-95
1	102-107	95-100
2	107-112	100-105
3	112-117	105-110
4	117-122	110-115
5	122-127	115-120
6	127-132	120-125
7	132-137	125-130
8	137-142	130-135
9	142-147	135-140



Hersteller:

Medical Z
14, rue Georges Cuvier
37550 SAINT-AVERTIN
FRANCE



MEDICALZ®

CARDIO



Kompressionswäsche unterstützt die Heilung von Wunden nach einer Operation. Die formgebende Wirkung vermindert postoperative Ödeme und reduziert die Hauterschläffung. Das thermoregulierende Coolmax®-Gewebe ermöglicht es, dass Feuchtigkeit zur äußeren Schicht des Stoffes abtransportiert wird.

Anwendungshinweise

Für eine optimale Wirksamkeit sollte die Kompressionsbekleidung unmittelbar nach der Operation getragen werden. Die Dauer der Anwendung richtet sich nach der ärztlichen Verordnung. Die erste Anwendung sollte mit Unterstützung einer medizinischen Fachkraft stattfinden. Das Kompressionskleidungsstück sollte nicht direkt auf der verletzten Haut getragen werden.

Die angegebenen Größen entsprechen den vor der Operation genommenen Maßen. Andere Größen können individuell angefertigt werden.

Pflege

Waschen Sie Ihre Kompressionswäsche bei maximal 30° C mit einem Waschmittel auf Naturseifenbasis. Verwenden Sie keinen Wäschetrockner! Wir empfehlen, das Kleidungsstück vor der ersten Anwendung zu waschen.

Nebenwirkungen

In sehr seltenen Fällen können Hautunverträglichkeiten oder Allergien auftreten. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Arzt/Ihre Ärztin. Bei einem schwerwiegenden Zwischenfall mit diesem Medizinprodukt informieren Sie bitte den Hersteller sowie die zuständigen Behörden des Landes, in dem Sie leben.

Kontraindikationen

Nutzen Sie die Kompressionswäsche nicht, wenn Sie eine Allergie oder Hautunverträglichkeit festgestellt haben. Konsultieren Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin!



The compression garment facilitates wound healing after surgery. It is intended to support the tissues by maintaining them in their new shape, thereby reducing post-operative edema and limiting skin laxity. Thermoregulating Coolmax® fabric allows moisture to be evacuated towards the outer layer of the garment.

Application notes

For optimal effectiveness, the compression garment should be applied immediately after surgery. The duration of the treatment depends on the medical prescription. The first application should be overseen by a health professional. The compression garment must not be worn directly on injured skin.

The sizes indicated correspond to the measurements taken before surgery. Other sizes can be made to measure.

Care

Wash your garment at 30° C maximum with a natural soap-based detergent. Do not use a tumble dryer. We recommend to wash the garment before wearing it for the first time.

Side effects

In very rare cases, skin intolerances or allergies may occur. In this case, consult your physician. In the event of a serious incident with this medical product, please report it to the manufacturer and to the competent authorities of the country you live in.

Contraindications

Don't use the compression garment if you detect an allergy or skin intolerance. Seek advice from your physician!